

DERMA SKIN (170*) - DER FEINFÜHLIGE

Einweg-Untersuchungshandschuhe aus Latex

Latex • Puderfrei • Natur • Unsteril • Chemikalienschutzhandschuh EN 374 • Lebensmittelrecht • Schutz vor Viren, Pilzen und Bakterien



Spezifikationen:

Material: Latex
Puder: Ungepudert
Inhaltsstoffe: Thiuramfrei
Manschette: Umbördelt
Design: Beidhändig
Oberfläche: Mikrogeraute Fingerspitzen und Handfläche
Farbe: Natur
Qualitätssicherung:
EN 374 CAT III - Typ B;
EN ISO 21420;
EN 455 Teil 1-4;
DIN EN ISO 13485:2021

Artikelnummer und Größe:

1701 | Extra Small
1702 | Small
1703 | Medium
1704 | Large

Verpackung:

100 Stück pro Box
10 Boxen pro Karton

Klassifikation:



Prüfparameter

Prüfkriterien	Prüfstufe	AQL
Maße	EN 455-2 Medianwert entspricht den Anforderungen	
Physikalische Eigenschaften	EN 455-2 Medianwert entspricht den Anforderungen	
1000-ml-Wasserdichtheittest	G-1	1,5
Sichtprüfung auf größere Fehler	G-1	2,5
Sichtprüfung auf kleinere Fehler	G-1	4,0

Maße

REF	1701	1702	1703	1704
Größe	XS = 5-6	S = 6-7	M = 7-8	L = 8-9
Breite	75 ± 5 mm	85 ± 5 mm	95 ± 5 mm	106 ± 5 mm
Länge	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm

Materialstärke

Meßpunkte	Eine Lage (mm)
Manschette (im Abstand von 40mm zum umbördelten Rand)	0,11 ± 0,03
Handfläche (in der Mitte der Handfläche)	0,14 ± 0,03
Fingerspitze (im Abstand von 15mm zur Spitze des Mittelfingers)	0,13 ± 0,03

Physikalische Eigenschaften

Parameter	Vor der Alterung	Nach der Alterung
Reißkraft im Median (N)	min. 6,0	min. 6,0

Chemikalienschutz

Das Produkt entspricht der PSA-Verordnung (EU) 2016/425

Baumusterprüfung (Modul B) & Modul C2
CCQS Certification Services Ltd, Blanchardstown Corporate Park, D15 AKK1, Ireland (Notified Body 2834)

Prüfchemikalie	EN ISO 374-1:2016	EN ISO 374-4:2019
	+ A1:2018 Permeationslevel	Degradation %
Natriumhydroxid 40% (K)	6	-55,11
Wasserstoffperoxid 30% (P)	2	9,7
Formaldehyd 37% (T)	2	-12,4

Hinweis

Die vorstehenden Angaben gelten für die Standardausführung. Änderungen vorbehalten.



TASTSENSITIVITÄT



GRIPINTENSITÄT



GESCHMEIDIGKEIT & EINSCHLUPFKOMFORT



REISSFESTIGKEIT



KOMFORT & PASSFORM



HAUTPFLEGE



UNIGLOVES GERMANY
Arzt- & Klinikbedarf
Handelsgesellschaft mbH

📍 Camp-Spich-Straße 71
D-53842 Troisdorf
☎ +49 (0) 2241-9323-0
✉ unigloves@unigloves.de
🌐 unigloves.de

