

ZERO (GM005*)

Einweg-Untersuchungshandschuhe aus Nitril

Nitril • Antistatisch • Puderfrei • Blau • non-sterile • Lebensmittelecht • Extra elastisch • Chemikalienschutzhandschuh EN 374 • Schutz vor Viren, Pilzen und Bakterien • Frei von Akzeleratoren, Zink & Schwefel

Spezifikationen:

Material: Nitril
Puder: Ungepudert
Inhaltsstoffe: Hypoallergen, Thiuramfrei, keine Proteine enthalten, Frei von Akzeleratoren, Zink & Schwefel
Manschette: Umbördelt
Design: Beidhändig
Oberfläche: Angeraute
Fingerspitzen
Farbe: Blau
Qualitätssicherung:
EN ISO 374 CAT III - Typ B;
EN ISO 21420;
EN 455 Teil 1-4;
DIN EN ISO 13485:2021

Artikelnummer und Größe:

GM0051 | Extra Small
GM0052 | Small
GM0053 | Medium
GM0054 | Large
GM0055 | Extra large

Verpackung:

100 Stück pro Box
10 Boxen pro Karton

Klassifikation:



Prüfparameter

Prüfkriterien	Prüfstufe	AQL
Maße	EN 455-2 Medianwert entspricht den Anforderungen	
Physikalische Eigenschaften	EN 455-2 Medianwert entspricht den Anforderungen	
1000-ml-Wasserdichtheitstest	G-1	1,5
Sichtprüfung auf größere Fehler	G-1	2,5
Sichtprüfung auf kleinere Fehler	G-1	4,0

Maße

REF	GM0051	GM0052	GM0053	GM0054	GM0055
Größe	XS = 5-6	S = 6-7	M = 7-8	L = 8-9	XL = 9-10
Breite	≤ 80 mm	80 ± 10 mm	95 ± 10 mm	110 ± 10 mm	≥ 110 mm
Länge	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 20 mm	≥ 240 mm

Materialstärke

Meßpunkte	Eine Lage (mm)
Manschette (im Abstand von 40mm zum umbördelten Rand)	0,05
Handfläche (in der Mitte der Handfläche)	0,07
Fingerspitze (im Abstand von 15mm zur Spitze des Mittelfingers)	0,10

Physikalische Eigenschaften

Parameter	Vor der Alterung	Nach der Alterung
Reißkraft im Median (N)	min. 6,0	min. 6,0

Chemikalienschutz

Das Produkt entspricht der PSA-Verordnung (EU) 2016/425

Baumusterprüfung (Modul B) & Modul C2
CCQS Certification Services Ltd, Blanchardstown Corporate Park, D15 AKK1, Ireland (Notified Body 2834)

Prüfchemikalie	EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Permeationslevel	EN ISO 374-4:2019 Degradation %
Natriumhydroxid 40% (K)	6	-154
Wasserstoffperoxid 30% (P)	4	-38
Ammoniakwasser 25% (O)	3	/

Hinweis

Die vorstehenden Angaben gelten für die Standardausführung. Änderungen vorbehalten.

