

# Format White (100\*)

## Einweg-Untersuchungshandschuhe aus Nitril

Nitril • Latexfrei • Puderfrei • Weiß • Unsteril • Lebensmittelecht •  
Chemikalienschutzhandschuh EN 374 •  
Schutz vor Viren, Pilzen und Bakterien



### Spezifikationen:

Material: Nitril  
Puder: Ungepudert  
Inhaltsstoffe: Thiuramfrei, keine Proteine enthalten  
Manschette: Umbördelt  
Design: Beidhändig  
Steril: Nein  
Oberfläche: Mikrogeraute  
Finger und Handfläche  
Farbe: Weiß  
Qualitätssicherung:  
EN 374 CAT III - Typ C;  
EN ISO 21420;  
EN 455 Teil 1-4;  
DIN EN ISO 13485:2021

### Artikelnummer und Größe:

1001 | Extra Small  
1002 | Small  
1003 | Medium  
1004 | Large  
1005 | Extra Large

### Verpackung:

100 Stück pro Box  
10 Boxen pro Karton

### Klassifikation:



### Prüfparameter

Prüfkriterien	Prüfstufe	AQL
Maße	EN 455-2	Medianwert entspricht den Anforderungen
Physikalische Eigenschaften	EN 455-2	Medianwert entspricht den Anforderungen
1000-ml-Wasserdichtheitstest	G-1	1,5
Sichtprüfung auf größere Fehler	G-1	2,5
Sichtprüfung auf kleinere Fehler	G-1	4,0

### Maße

Art.-Nr.	1001	1002	1003	1004	1005
Größe	XS = 5-6	S = 6-7	M = 7-8	L = 8-9	XL = 9-10
Breite	75 ± 5 mm	85 ± 5 mm	95 ± 5 mm	106 ± 5 mm	120 ± 10 mm
Länge	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm

### Materialstärke

Meßpunkte	Eine Lage (mm)
Manschette (im Abstand von 40mm zum umbördelten Rand)	0,07 ± 0,02
Handfläche (in der Mitte der Handfläche)	0,09 ± 0,03
Fingerspitze (im Abstand von 15mm zur Spitze des Mittelfingers)	0,12 ± 0,03

### Physikalische Eigenschaften

Parameter	Vor der Alterung	Nach der Alterung
Reißkraft im Median (N)	min. 6,0	min. 6,0

### Chemikalienschutz

#### Das Produkt entspricht der PSA-Verordnung (EU) 2016/425

CCQS Certification Services Limited, Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, D15 AKK1, Ireland  
(Notified Body 2834)

Prüfchemikalie	EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Permeationslevel	EN ISO 374-4:2019 Degradation %
Natriumhydroxid 40% (K)	6	-5,3%

### Hinweis

Die vorstehenden Angaben gelten für die Standardausführung. Änderungen vorbehalten.

