

# SELECT PLUS (230\*) - DER GRIFFIGE

Einweg-Untersuchungshandschuhe aus Latex

Latex • Puderfrei • Natur • Unsteril • Chemikalienschutzhandschuh EN 374 •  
Lebensmittelecht • Schutz vor Viren, Pilzen und Bakterien



## Spezifikationen:

Material: Latex  
Puder: Ungepudert  
Inhaltsstoffe: Thiuramfrei  
Manschette: Umbördelt  
Design: Beidhändig  
Oberfläche: Mikrogeraute  
Fingerspitzen und Handfläche  
Farbe: Natur  
Qualitätssicherung:  
EN 374 CAT III - Typ B;  
EN ISO 21420;  
EN 455 Teil 1-4;  
DIN EN ISO 13485:2021


## Artikelnummer und Größe:

2301 | Extra Small  
2302 | Small  
2303 | Medium  
2304 | Large  
2305 | Extra large

## Verpackung:

100 Stück pro Box  
10 Boxen pro Karton

## Klassifikation:



## Prüfparameter

Prüfkriterien	Prüfstufe	AQL
Maße	EN 455-2 Medianwert entspricht den Anforderungen	
Physikalische Eigenschaften	EN 455-2 Medianwert entspricht den Anforderungen	
1000-ml-Wasserdichtheitestest	G-1	1,5
Sichtprüfung auf größere Fehler	G-1	2,5
Sichtprüfung auf kleinere Fehler	G-1	4,0

## Maße

REF	2301	2302	2303	2304	2305
Größe	XS = 5-6	S = 6-7	M = 7-8	L = 8-9	XL = 9-10
Breite	75 ± 5 mm	85 ± 5 mm	95 ± 5 mm	105 ± 5 mm	120 ± 10 mm
Länge	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm

## Materialstärke

Meßpunkte	Eine Lage (mm)
Manschette (im Abstand von 40mm zum umbördelten Rand)	0,11 ± 0,03
Handfläche (in der Mitte der Handfläche)	0,14 ± 0,03
Fingerspitze (im Abstand von 15mm zur Spitze des Mittelfingers)	0,15 ± 0,03

## Physikalische Eigenschaften

Parameter	Vor der Alterung	Nach der Alterung
Reißkraft im Median (N)	min. 6,0	min. 6,0

## Chemikalienschutz

Das Produkt entspricht der PSA-Verordnung (EU) 2016/425

Baumusterprüfung (Modul B) & Modul C2  
CCQS Certification Services Ltd, Blanchardstown Corporate Park, D15 AKK1, Ireland  
(Notified Body 2834)

Prüfchemikalie	EN ISO 374-1:2016	EN ISO 374-4:2019
	+ A1:2018 Permeationslevel	Degradation %
Natriumhydroxid 40% (K)	6	-55,11
Wasserstoffperoxid 30% (P)	2	9,7
Formaldehyd 37% (T)	2	-12,4

## Hinweis

Die vorstehenden Angaben gelten für die Standardausführung.  
Änderungen vorbehalten.



TASTSENSITIVITÄT



GRIPINTENSITÄT



GESCHMEIDIGKEIT & EINSCHLUPFKOMFORT



REISSFESTIGKEIT



KOMFORT & PASSFORM



HAUTPFLEGE



UNIGLOVES GERMANY  
Arzt- & Klinikbedarf  
Handelsgesellschaft mbH

📍 Camp-Spich-Straße 71  
D-53842 Troisdorf  
☎ +49 (0) 2241-9323-0  
✉ unigloves@unigloves.de  
🌐 unigloves.de

